



## Kruidnoten

Homogeen gemalen (IDDSI 4)

Ingrediënten	Hoeveelheid
Kruidnoten	50 gram
Melk of thee	65 ml

### Bereidingswijze in het kort

Formaat kom klein

Stand machine 2 ( zonder melk of thee ) 2 ( met melk of thee )

Draaischema 40 sec. 60/30/30 sec.

### Bereidingswijze

- Doe de kruidnoten in de kom.
- Laat de machine **zonder melk of thee** 40 seconden draaien op stand 2 zodat de kruidnoten in kleine stukjes gehakt worden.
- Giet dan de melk of thee bij de gehakte kruidnoten en laat de machine 60 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlagen stukjes naar beneden, **ga ook goed met de spatel over de bodem** van de kom ( haal desnoods het mes er even uit ) en laat de machine dan nog 30 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlagen stukjes naar beneden, **ga weer goed met de spatel over de bodem** van de kom ( haal desnoods het mes er even uit ) en laat de machine dan weer 30 seconden draaien op stand 2.