



Kruidnoten met chocolade

Homogeen gemalen (IDDSI 4)

| Ingrediënten | Hoeveelheid |
|--------------------------|-------------|
| Kruidnoten met chocolade | 75 gram |
| Warme Melk of thee | 40 ml |

Bereidingswijze in het kort

Formaat kom klein

Stand machine 2 (zonder melk of thee) 2 (met melk of thee)

Draaischema 40 sec. 40 sec.

Bereidingswijze

- Doe de kruidnoten in de kom.
- Laat de machine **zonder melk of thee** 40 seconden draaien op stand 2 zodat de kruidnoten in kleine stukjes gehakt worden.
- **Warm de melk of thee op in de magnetron** en giet hem bij de gehakte kruidnoten. Laat de machine dan weer 40 seconden draaien op stand 2.

Tip:

Ook lekker als je koffie gebruikt i.p.v. melk!