

atlant

Witte rijst

Gemalen

Ingrediënten	Hoeveelheid
Witte rijst	175 gram
Groentebouillon	150 ml

Bereidingswijze in het kort

Formaat kom	klein
-------------	-------

Stand machine	2
---------------	---

Draaischema	20/20 sec.
-------------	------------

Bereidingswijze

- Doe de rijst in de kom.
- Meet de bouillon af, warm hem op in de magnetron en giet de helft ervan bij de rijst in de kom.
- Laat de machine 20 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlogen stukjes naar beneden, giet dan de rest van de bouillon erbij en laat de machine dan weer 20 seconden draaien op stand 2.

Let op!

Door het zetmeel in de rijst gaat de gemalen voeding nog binden als je het laat staan en dus dikker worden. Dit gebeurt vrij snel, serveer daarom direct na het malen om de juiste dikte te behouden.